

GILSON®

pipetman® TIPS DIAMOND

Pure Performance Tips!

Making Quality Affordable

What a shame!



PRECISE | RELIABLE | AFFORDABLE

distribuidor autorizado por GILSON ESPAÑA



pipetman® TIPS DIAMOND

Pure Performance Tips!



Pipette tips are actual size except D5000 and D10mL.

		FILTER TIPS		STANDARD TIPS		PIPETMAN MODEL										BLISTER BELL		RELOAD RACK		TRAYPACK		TOWERPACK		STERIBACK		ECONORACK		EASYRACK	
Volume range	Tip model	Classic	Neo	Fixed	G	L	M	Concept	Autoclavable	Agar resistant	Autoclavable	Agar resistant	Autoclavable	Agar resistant	Autoclavable	Agar resistant	Autoclavable	Agar resistant	Autoclavable	Agar resistant	Autoclavable	Agar resistant	Autoclavable	Agar resistant	Autoclavable	Agar resistant	Autoclavable	Agar resistant	
0.1-10µL	D10	P2, P10	P2M, P10M	-	P2C, P10C	FIL, F2L, F2L, F10L, P2L, P10L, 8x10L, 12x10L	P10M, 8x10, 12x10	C10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1-20µL	D20	P2, P10	P2M, P10M	-	P2C, P10C	FIL, F2L, F2L, F10L, P2L, P10L, 8x10L, 12x10L	P10M, 8x10, 12x10	C10, C20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-20µL	D200	P20 to P200	P20M to P200M	P20	P20C to P200C	F20L, F20L, F20L, F200L, P20L, P200L, 8x20L, 12x20L	P20M, P200M, 8x20, 12x20	C100, C200, C200M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-300µL	D300	P200	P200M	P200	P200C	F200L, F200L, F200L, P200L, 8x200L, 12x200L	P200M, 8x200, 12x200	C200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-200µL	D2100	P200	P200M	P200	P200C	F200L, F200L, F200L, P200L, 8x200L, 12x200L	P200M, 8x200, 12x200	C200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-100µL	D5100	P100	P100M	F50 to F100	P100G	F50L, F100L, F50L, F100L, P100L, 8x100L, 12x100L	P100M, 8x100, 12x100	C100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-30µL	D510	P20	P20M	F2 to F25	P20G	F2L, F25L, F2L, F25L, P2L, P25L, 8x10L, 12x10L	P20M, 8x10, 12x10	C100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1-10µL	D510	P2, P10	P2M, P10M	-	P2C, P10C	FIL, F2L, F2L, F10L, P2L, P10L, 8x10L, 12x10L	P10M, 8x10, 12x10	C100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1-10µL	D510	P2, P10	P2M, P10M	-	P2C, P10C	FIL, F2L, F2L, F10L, P2L, P10L, 8x10L, 12x10L	P10M, 8x10, 12x10	C100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.5-5mL	D5000	P5000	P5000M	F5000	P5000G	F5000L, F5000L, F5000L, P5000L, 8x5000L, 12x5000L	P5000M, 8x5000, 12x5000	C5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100-1200µL	D1200	P1000	P1000M	F250 to F1000	P1000G	F250L, F1000L, F250L, F1000L, P1000L, 8x200L, 12x200L	P1000M, 8x200, 12x200	C1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100-1000µL	D1000	P1000	P1000M	F250 to F1000	P1000G	F250L, F1000L, F250L, F1000L, P1000L, 8x200L, 12x200L	P1000M, 8x200, 12x200	C1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100-1200µL	D1200	P1000	P1000M	F250 to F1000	P1000G	F250L, F1000L, F250L, F1000L, P1000L, 8x200L, 12x200L	P1000M, 8x200, 12x200	C1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100-1000µL	D1000	P1000	P1000M	F250 to F1000	P1000G	F250L, F1000L, F250L, F1000L, P1000L, 8x200L, 12x200L	P1000M, 8x200, 12x200	C1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100-1200µL	D1200	P1000	P1000M	F250 to F1000	P1000G	F250L, F1000L, F250L, F1000L, P1000L, 8x200L, 12x200L	P1000M, 8x200, 12x200	C1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



DON'T FORGET!
PIPETMAN DIAMOND Tips are also compatible with many other popular pipette brands. Contact your local distributor for more information on PIPEMAN DIAMOND Tips.

**** IVA NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS**
distribuidor autorizado por GILSON España

www.labotag.com Telf: 034 954 31 72 16 mail: pedidos@labotag.com

Cuadro comparativo PIPETMAN® Gilson

Características	Pipetman L	Pipetman L Fija	Pipetman G	Pipetman NEO	Pipetman Classic	Pipetman M	Pipetman Concept
Mango ergonómico	●	●				●	
Apoyo dedo ergonómico	●	●				●	●
Mango que limita la transferencia de calor	●	●	●	●	●	●	●
Botón de eyección orientable	●	●				●	●
Fuerza de pipeteo reducida	●	●	●	●		●	●
Fuerza de eyección reducida	●	●	●	●		●	●
Versión multicanal	●			●		●	●
Sistema patentado de accionamiento de los pistones del cabezal multicanal	●			●		●	●
Clip eyector que facilita el mantenimiento	●	●	●	●		●	●
Junta seca				●			
Junta lubricada	●	●	●	● (Multicanal)		●	●
Poco peso	●	●				●	
Ventana para etiqueta de identificación	●	●				●	●
Fácil mantenimiento y calibración	●	●	●	●	●	●	●
Garantía 1 año	●	●	●	●	●	●	●
Autoclavable (parcialmente)	●	●	●	●	●	●	●
Protección antimicrobiana							
Robustez aumentada	●	●	●	●	●	●	●
Interfaz electrónica							
Programable							
Eyector de acero inoxidable	●		●	●	●		
Eyector de plástico	●	●	●				●
Código 2D de trazabilidad	●						
Sistema de bloqueo de ajuste del volumen	●					●	●

Sí : ● / En parte : ◐

Puntas con filtro PIPETMAN DIAMOND Gilson

Las puntas PIPETMAN DIAMOND Gilson garantizan las especificaciones de precisión, exactitud y repetibilidad de sus PIPETMAN.

- ✓ Exentas de restos de metales
- ✓ Puntas esterilizadas garantizadas sin RNAsas, DNAsas, ARN, ADN, ATP y pirógenos
- ✓ Responden a los estándares de calidad europea IVD Directiva 98/79/EC (marcado CE-IVD)
- ✓ Certificados de calidad descargables en la página web Gilson

Volumen (µl)	Type	TIPACK esterilizado	BLISTER REFILL esterilizado*
0,1 - 10	DF10	Referencia F171103	-
		€ sin IVA las 960 65,00€	-
0,1 - 10	DFL10**	Referencia F171203	F172203
		€ sin IVA las 960 65,00€	61,00€
2 - 30	DF30	Referencia F171303	F172303
		€ sin IVA las 960 59,00€	55,00€
20 - 100	DF100	Referencia F171403	F172403
		€ sin IVA las 960 59,00€	55,00€
20 - 200	DF200	Referencia F171503	F172503
		€ sin IVA las 960 59,00€	55,00€
20 - 300	DF300	Referencia F171603	F172703
		€ sin IVA las 960 59,00€	55,00€
200 - 1000	DF1000	Referencia F171703	F172603
		€ sin IVA las 960 70,00€	63,00€
100 - 1200	DF1200ST	Referencia F171803	-
		€ sin IVA las 960 70,00€	-

* Utilizables con las cajas vacías para recargas manuales
 ** Puntas 10µl mas largas, para el pipeteado mas fácil en microtubos



Puntas PIPETMAN DIAMOND Gilson



- Las puntas PIPETMAN DIAMOND Gilson garantizan las especificaciones de precisión, exactitud y repetibilidad de sus Pipetman.
- Exentas de trazas de metales
- Puntas esterilizadas garantizadas sin RNAsas, DNAsas, ARN, ADN, ATP y pirógenos
- Responden a los estándares de calidad europea IVD Directiva 98/79/EC (marcado CE-IVD)
- Certificados calidad descargables en la página web Gilson

- Presentación :
- **TOWERPACK**, sistema de recarga original, económico y práctico. Ideal para las pipetas multicanal gracias al sistema ROCKY RACK, una bandeja que optimiza la colocación de las puntas. Autoclavable, reciclable. (Debe completarse con cajas vacías ref. 066173 - ver la parte inferior de la página)
 - **TIPACK**, racks compactos, prácticos, ergonómicos y fáciles de usar con las pipetas de 8 ó 12 canales (sistema ROCKY RACK).
 - **STERILPACK**, embalaje individual tipo blíster
 - **ECOPACK** y **EASYPACK**, formato puntas sueltas (bolsas)
 - **BLISTER REFILL** : recarga en blíster de 96 puntas
 - **RELOAD PACK** : sistema de recarga simple y económico



Puntas estándar Diamond Gilson

Volumen	Type	Sueltas EASY PACK	Sueltas Eco ECO PACK	TIPACK	TIPACK esterilisé	NUEVO BLISTER REFILL*	NUEVO BLISTER REFILL esterilizado*	NUEVO RELOAD PACK*	TOWER PACK**	TOWER PACK esterilizado**	Rack vacío	STERILPACK
0,1 - 10 µl	D10	Referencia F161631	F161630	F171100	F171101	-	-	-	F167101	F167201	F171102	-
		Unid./envase 5 x 200	10000	10 x 96	10 x 96	-	-	-	10 x 96	10 x 96	2	-
		€ sin IVA 12,00€	77,00€	34,00€	39,00€	-	-	-	19,00€	22,00€	10,00€	-
0,1 - 20 µl	DL10***	Referencia F161451	F161450	F171200	F171201	F172200	F172201	F167012	F167102	F167202	F171202	-
		Unid./envase 5 x 200	10000	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	2	-
		€ sin IVA 14,00€	88,00€	34,00€	39,00€	30,00€	35,00€	36,00€	21,00€	24,00€	10,00€	-
2 - 200 µl	D200	Referencia F161931	F161930	F171300	F171301	F172300	F172301	F167013	F167103	F167203	F171302	F161330
		Unid./envase 5 x 200	10000	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	2	400
		€ sin IVA 12,00€	70,00€	29,00€	32,00€	26,00€	30,00€	30,00€	19,00€	21,00€	10,00€	61,00€
20 - 300 µl	D300	Referencia F161731	F161730	F171400	F171401	F172400	F172401	F167105	F167205	F171402	-	-
		Unid./envase 5 x 200	10000	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	2	-
		€ sin IVA 13,00€	86,00€	29,00€	32,00€	26,00€	30,00€	-	20,00€	22,00€	10,00€	-
200 - 1000 µl	D1000	Referencia F161671	F161670	F171500	F171501	F172500	F172501	F167014	F167104	F167204	F171502	F161340
		Unid./envase 5 x 200	10000	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	6 x 96	7 x 96	7 x 96	2	400
		€ sin IVA 13,00€	90,00€	31,00€	34,00€	28,00€	31,00€	22,00€	19,00€	23,00€	10,00€	68,00€
100 - 1200 µl	D1200	Referencia F161111	F161110	F171600	F171601	-	-	-	-	-	F171502	-
		Unid./envase 5 x 200	10000	10 x 96	10 x 96	-	-	-	-	-	2	-
		€ sin IVA 13,00€	93,00€	31,00€	34,00€	-	-	-	-	-	10,00€	-
1 - 5 ml	D5000	Referencia F161571	-	F161370	-	-	-	-	-	-	F161360	-
		Unid./envase 3 x 334	-	12 x 50	-	-	-	-	-	-	1	-
		€ sin IVA 62,00€	-	137,00€	-	-	-	-	-	-	14,00€	-
1 - 10 ml	D10 ml	Referencia F161210	-	F161230	-	-	-	-	-	-	F161220	-
		Unid./envase 4 x 50	-	8 x 30	-	-	-	-	-	-	1	-
		€ sin IVA 41,00€	-	93,00€	-	-	-	-	-	-	14,00€	-

* Utilizables con las cajas vacías para recargas manuales

** Utilizables con las cajas vacías para recargas TOWER PACK

*** Puntas 10µl mas largas, para el pipeteado facilitado en microtubos



Cajas vacías

Referencia	Descripción	€ sin IVA
F167100	Caja vacía para recargas manuales 10 µl y 200 µl	12,50€
F167100	Caja vacía para recargas manuales 1000 µl	12,50€
F167100	Caja vacía universal para recarga TOWER PACK	12,50€