

**Kits PIPETMAN Neo® y PIPETMAN® L**



**Kits PIPETMAN® L**

Ref.	Kits PIPETMAN L	Pipetas	Racks 96 puntas DIAMOND	Accesorios	€ sin IVA	€ sin IVA PROMO
F167350	Kit starter	P20L P200L P1000L	D200 D1000	3 gradillas SINGLE 3 eyectores plásticos 1 guía del usuario 1 guía de pipeteado	749	630€
F167550	Kit micro-volumen	P2L P10L P100L	DL10 D200	1 guía de inspección rápida	795	649€

**Kits PIPETMAN® Neo**

Los kits contienen un juego de 2 ó 3 PIPETMAN, un juego de puntas y accesorios.

	Pipetman Neo PCR Kit	Pipetman Neo Starter Kit
<b>Incluye:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 PIPETMAN G P2G (0,2-2 µl)</li> <li>1 PIPETMAN G P10G (1-10 µl)</li> <li>1 PIPETMAN G P100G (10-100 µl) (eyectores de metal) + Certificados Gilson</li> <li>2 racks 96 puntas PIPETMAN Diamond (DFL10ST, DF100ST)</li> <li>3 gradillas SINGLE</li> <li>10 clips de color</li> <li>3 eyectores plástico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 PIPETMAN G P20G (2-20 µl)</li> <li>1 PIPETMAN G P200G (20-200 µl)</li> <li>1 PIPETMAN G P1000G (100-1000 µl) (eyectores de metal) + Certificados Gilson</li> <li>2 racks 96 puntas PIPETMAN Diamond (D200, D1000)</li> <li>3 gradillas SINGLE</li> <li>10 clips de color</li> <li>3 eyectores plástico</li> </ul>
<b>Referencia</b>	F167600	F167700
<b>€ sin IVA</b>	704	620
<b>€ sin IVA PROMO</b>	570€	496€

**PIPETMAN® M**



€ sin IVA PROMO  
Ref. de F81022 a F81017  
**399€**  
~~459,20~~



Referencia	Modelo	Volumen (µl)
F81022	P10M	0,5 - 10
F81023	P20M	2 - 20
F81013	P100M	5 - 100
F81024	P200M	20 - 200
F81014	P300M	20 - 300
F81015	P1200M	100 - 1200
F81016	P5000M	500 - 5000
F81017	P10ML	1000 - 10000

- ▶ Pipeta motorizada, de utilización simple e intuitiva que preserva la posición de la mano asociada a una pipeta mecánica
- ▶ Sistema de eyección optimizado para reducir las fuerzas necesarias a la eyección de las puntas
- ▶ Batería Li-Ion, recarga a 80 % en menos de 1 hora, plena carga en 3 h
- ▶ Especificaciones volumetricas conformes a la norma ISO 8655-2

**PIPETMAN Classic®**

Fuerzas de pipeteo reducidas.

PIPETMAN Neo

Firmeza

Mango de PVDF que limita la transferencia del calor de la mano y optimiza la precisión de los pipeteos.

Clip eyector que facilita el mantenimiento

Puntas adaptadas	Tipo	Volumen	Ref.	€ sin IVA
D10, DL10	P2	0,2 - 2 µl	F144801	189€
D10, DL10	P10	1 - 10µl	F144802	189€
D200	P20	2 - 20µl	F123600	169€
D200	P100	20 - 100 µl	F123615	169€
D200	P200	50 - 200 µl	F123601	169€
D1000, D1200	P1000	200 - 1000 µl	F123602	169€
D5000	P5000	1000 - 5000 µl	F123603	189€
D10ml	P10ml	1 - 10 ml	F161201	189€

pipetman®  
**CLASSIC™**

Disponibles con certificado de calibración ISO 17025 (aprobado por COFRAC).

**Kits PIPETMAN Classic®**

**Kits PIPETMAN** - Kit que contiene un juego de 2 ó 3 PIPETMAN, un juego de puntas y accesorios.

	Kit PIPETMAN Classic Micro Volumen	Kit PIPETMAN Classic Starter	Kit PIPETMAN Classic Volumen grande
<b>Contenido</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 PIPETMAN Classic P2 (0,2-2 µl)</li> <li>1 PIPETMAN Classic P10 (1-10 µl)</li> <li>1 PIPETMAN Classic P100 (10-100 µl)</li> <li>+ Certificados Gilson</li> <li>2 racks 96 puntas PIPETMAN DIAMOND (DFL10ST, DF100ST)</li> <li>3 gradillas SINGLE</li> <li>10 clips de colores</li> <li>1 guía de pipeteo Gilson</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 PIPETMAN Classic P20 (2-20 µl)</li> <li>1 PIPETMAN Classic P200 (50-200 µl)</li> <li>1 PIPETMAN Classic P1000 (200-1000 µl)</li> <li>+ Certificados Gilson</li> <li>2 racks 96 puntas PIPETMAN DIAMOND (D200, D1000)</li> <li>3 gradillas SINGLE</li> <li>10 clips de colores</li> <li>1 guía de pipeteo Gilson</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 PIPETMAN Classic P5000 (1000-5000 µl)</li> <li>1 PIPETMAN Classic P10ml (1-10 ml)</li> <li>+ Certificados Gilson</li> <li>5 puntas PIPETMAN DIAMOND D5000</li> <li>2 puntas PIPETMAN DIAMOND D10 ml</li> <li>2 x 10 filtros de protección para P5000 y P10ml</li> </ul>
<b>Referencia</b>	<b>F167500</b>	<b>F167300</b>	<b>F167400</b>
<b>€ sin IVA</b>	<b>559€</b>	<b>480€</b>	<b>339€</b>

pipetman®  
40 YEARS  
**GILSON®**



Información y Pedidos:  
pedidos@labotaq.com  
Telf 954 31 72 16



**Pipetas multicanal PIPETMAN®**



¡Las PIPETMAN multicanal cuentan con una parte base común con características exclusivas! Disponibles en 8 y 12 canales.

**PIPETMAN® Neo multicanal**

Referencia	Modelo	Volumen (µl)	Puntas adaptadas	€ sin IVA
F14401	P8x20	1 - 20	D200, DF30	481€
F14402	P12x20	1 - 20	D200, DF30	581€
F14403	P8x200	20 - 200	D200, D300, DF200, DF300	481€
F14404	P12x200	20 - 200	D200, D300, DF200, DF300	581€

Disponibles con certificado de calibración ISO 17025 (aprobado por COFRAC).

**PIPETMAN® M motorizadas multicanal**

Ref.	Modelo	Vol. (µl)	Puntas adaptadas	€ sin IVA	€ sin IVA PROMO
F81025	P8x10M	5 - 10	D10, DF10	886,58	782,00€
F81026	P12x10M	5 - 10	D10, DF10	989,45	875,00€
F81027	P8x20M	1 - 20	D200, DF30	886,56	782,00€
F81028	P12x20M	1 - 20	D200, DF30	989,45	875,00€
F81018	P8x100M	10 - 100	D200, DF100	886,58	782,00€
F81019	P12x100M	10 - 100	D200, DF100	989,45	875,00€
F81029	P8x200M	20 - 200	D200, D300, DF200, DF300	886,58	782,00€
F81030	P12x200M	20 - 200	D200, D300, DF200, DF300	989,45	875,00€
F81031	P8x300M	20 - 300	D300, DF300	886,56	782,00€
F81032	P12x300M	20 - 300	D300, DF300	989,45	875,00€
F81020	P8x1200M	50 - 1200	D1200, DF1200	886,58	782,00€
F81021	P12x1200M	50 - 1200	D1200, DF1200	989,45	875,00€

Disponibles con certificado de calibración ISO 17025 (aprobado por COFRAC).

**PIPETMAN® G**

- ▶ Gran comodidad de manipulación gracias a una reducción radical de las fuerzas de pipeteo
- ▶ Firmeza y precisión de PIPETMAN
- ▶ 8 modelos monocanal desde 0,2 µl hasta 10 ml

PIPETMAN G con eyector plástico	PIPETMAN G con eyector de metal	Tipo	Volumen	Puntas adaptadas	€ sin IVA	€ sin IVA PROMO
F144054P	F144054M	P2G	0,2 - 2 µl	D10, DL10, DF10, DFL10	253	266,00€
F144055P	F144055M	P10G	1 - 10 µl	D10, DL10, DF10, DFL10	253	266,00€
F144056P	F144056M	P20G	2 - 20 µl	D200, DFR30	243	225,00€
F144057P	F144057M	P100G	10 - 100 µl	D200, DF100	243	225,00€
F144058P	F144058M	P200G	20 - 200 µl	D200, D300, DF200, DF300	243	225,00€
F144059P	F144059M	P1000G	100 - 1000 µl	D1000, D1200, DF1000, DF1200	243	225,00€
	FF144066M	P5000G	500 - 5000 µl	D5000	253	266,00€
	F144067M	P10ML G	1 - 10 ml	D10 ml	253	266,00€

Disponibles con certificado de calibración ISO 17025 (aprobado por COFRAC).  
\*Modelos sin eyector

**Kits PIPETMAN G**

Contenido	PIPETMAN G Micro Volumen Kit	PIPETMAN G Starter Kit
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 1 PIPETMAN G P2G (0,2-2 µl)</li> <li>▶ 1 PIPETMAN G P10G (1-10 µl)</li> <li>▶ 1 PIPETMAN G P100G (10-100 µl)</li> <li>▶ 2 racks 96 puntas PIPETMAN Diamond (DFL10ST, DF100ST)</li> <li>▶ 3 gradillas SINGLE</li> <li>▶ 10 clips de color</li> <li>▶ 3 eyectores plástico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 1 PIPETMAN G P20G (2-20 µl)</li> <li>▶ 1 PIPETMAN G P200G (20-200 µl)</li> <li>▶ 1 PIPETMAN G P1000G (100-1000 µl)</li> <li>▶ 2 racks 96 puntas PIPETMAN Diamond (D200, D1000)</li> <li>▶ 3 gradillas SINGLE</li> <li>▶ 10 clips de color</li> <li>▶ 3 eyectores plástico</li> </ul>
Referencia	<b>F167800</b>	<b>F167900</b>
€ sin IVA	<b>733,00€</b>	<b>636,00€</b>



Pipetman G  
**3x2**  
pagas 2  
llevate 3\*  
\*gratis la pipeta o Kit de menor importe

**PIPETMAN® L**



Las menores fuerzas de pipeteo de la gama Gilson

Agarre más ligero y cómodo (mango más largo, excelente ajuste en mano)

Fuerzas de eyección reducidas

**GILSON**

€ sin IVA PROMO  
Ref. D070047 a D070060  
**186 -**  
248

- ▶ Pipeta ergonómica, ligera y cómoda
- ▶ Las menores fuerzas de pipeteo de la gama Gilson

Tipo	Volumen	Puntas adaptadas	Eyector metal	Eyector plástico
P2L	0,2 - 2 µl	D10, DL10, DF10, DFL10	FA1001M	FA1001P
P10L	1 - 10 µl	D10, DL10, DF10, DFL10	FA1002M	FA1002P
P20L	2 - 20 µl	D200, DFR30	FA1003M	FA1003P
P100L	10 - 100 µl	D200, DF100	FA1004M	FA1004P
P200L	20 - 200 µl	D200, D300, DF200, DF300	FA1005M	FA1005P
P1000L	100 - 1000 µl	D1000, D1200, DF1000, DF1200	FA1006M	FA1006P
P5000L	500 - 5000 µl	D5000	FA1007M	-
P10ML L	1 - 10 ml	D10 ml	FA1008M	-

\*Modelos sin eyector

**PIPETMAN® Neo**



Fuerzas de pipeteo reducidas.

**GILSON**

Mango de PVDF que limita la transferencia del calor de la mano y optimiza la precisión de los pipeteos.

Firmeza


Clip eyector que facilita el mantenimiento

1 SOPORTE CARRUSEL  
**GRATUITO**

\*\* AL COMPRAR 3 PIPETAS PIPETMAN NEO (DE CUALQUIER VOLUMEN)

Pistón más flexible, necesita menos presión del pulgar.

Tipo	Volumen	Puntas adaptadas	Ref.	€ sin IVA	€ sin IVA PROMO
P2	0,2 - 2 µl	D10, DL10	F144561	254	210€
P10	1 - 10 µl	D10, DL10	F144562	254	210€
P20	2 - 20 µl	D200	F144563	246	179€
P100	10 - 100 µl	D200	F144564	246	179€
P200	20 - 200 µl	D200	F144565	246	179€
P1000	100 - 1000 µl	D1000, D1200	F144566	246	179€



TODAS TU PUNTAS GILSON AHORA EN OFERTA  
**CATALOGO 2016**

DESCARGALO YA EN  
[WWW.LABOTAQ.COM/PROMOS/](http://WWW.LABOTAQ.COM/PROMOS/)  
O EN TU MOVIL ESCANEANDO EL CODIGO QR



Scan to discover!

Descarga el folleto en tu móvil o directamente desde la web [www.labotaq.com/promos/](http://www.labotaq.com/promos/)