



ESPECIALISTAS
EN SOLUCIONES
DE ALMACENAMIENTO
EN FRÍO



CATÁLOGO
DE RACKS





LABOTAQ les ofrece una amplia gama de racks, gradillas y accesorios para el correcto almacenaje de muestras en neveras, congeladores, ultracongeladores o tanques de nitrógeno existentes en el mercado mundial.


Están fabricados en acero inoxidable 18/8, 304 o en aluminio de alta calidad, resistentes a muy bajas temperaturas y permiten optimizar la capacidad de almacenamiento de las muestras así como sus características biológicas.

.....ÍNDICE

- 04 RACKS CON BANDEJAS EXTRAIBLES.
- 10 RACKS VERTICALES.
- 12 RACKS VERTICALES CON CIERRE DE SEGURIDAD.
- 14 RACKS VERTICALES CON PESTAÑA FRONTAL.
- 15 RACKS HORIZONTALES.
- 21 RACKS HORIZONTALES CON CIERRE DE SEGURIDAD.
- 22 RACKS OTROS MODELOS.
- 26 CONTACTO.

RACKS CON BANDEJAS EXTRAIBLES

MEDIDA DE LA CAJA 133x133x54 mm.



Fabricado en acero inoxidable 18/8 ,304, acabado brillo, resistente a la oxidación y corrosión a temperaturas muy bajas.

Este sistema de bandeja extraíble facilita el almacenamiento y la búsqueda de las muestras , sin tener que sacar el rack completo del congelador.

04

REFERENCIA	Nº DE BANDEJAS	Nº DE CAJAS	DIMENSIONES
IG2000	2	6(2x3)	120x420x140
IG2001	3	9(3x3)	175x420x140
IG2002	4	12(4x3)	231x420x140
IG2003	5	15(5x3)	292x420x140
IG2004	6	18(6x3)	348x420x140
IG2005	7	21(7x3)	405x420x140

Dimensiones en mm (Alto x Fondo x Ancho).





RACKS CON BANDEJAS EXTRAIBLES



MEDIDA DE LA CAJA 133x133x54 mm.

Fabricado en acero inoxidable 18/8 ,304, acabado brillo, resistente a la oxidación y corrosión a temperaturas muy bajas.

Este sistema de bandeja extraible facilita el almacenamiento y la búsqueda de las muestras , sin tener que sacar el rack completo del congelador.

REFERENCIA	Nº DE BANDEJAS	Nº DE CAJAS	DIMENSIONES
IG2010	2	8(2x4)	120x550x140
IG2011	3	12(3x4)	175x550x140
IG2012	4	16(4x4)	231x550x140
IG2013	5	20(5x4)	292x550x140
IG2014	6	24(6x4)	348x550x140
IG2015	7	28(7x4)	405x550x140

05



RACKS CON BANDEJAS EXTRAIBLES

MEDIDA DE LA CAJA 133x133x54 mm.




06



REFERENCIA	Nº DE BANDEJAS	Nº DE CAJAS	DIMENSIONES
IG2020	2	10(2x5)	120x680x140
IG2021	3	15(3x5)	175x680x140
IG2022	4	20(4x5)	231x680x140
IG2023	5	25(5x5)	292x680x140
IG2024	6	30(6x5)	348x680x140
IG2025	7	35(7x5)	405x680x140

Dimensiones en mm (Alto x Fondo x Ancho).




Fabricado en acero inoxidable 18/8 ,304, acabado brillo, resistente a la oxidación y corrosión a temperaturas muy bajas.

Este sistema de bandeja extraible facilita el almacenamiento y la búsqueda de las muestras , sin tener que sacar el rack completo del congelador.

RACKS CON BANDEJAS EXTRAIBLES

MEDIDA DE LA CAJA 133x133x75 mm.

Fabricado en acero inoxidable 18/8 ,304, acabado brillo, resistente a la oxidación y corrosión a temperaturas muy bajas.
Este sistema de bandeja extraíble facilita el almacenamiento y la búsqueda de las muestras , sin tener que sacar el rack completo del congelador.




REFERENCIA	Nº DE BANDEJAS	Nº DE CAJAS	DIMENSIONES
IG2030	2	6(2x3)	165x420x140
IG2031	3	9(3x3)	246x420x140
IG2032	4	12(4x3)	327x420x140
IG2033	5	15(5x3)	408x420x140
IG2034	6	18(6x3)	489x420x140



RACKS CON BANDEJAS EXTRAIBLES

MEDIDA DE LA CAJA 133x133x75 mm.



REFERENCIA	Nº DE BANDEJAS	Nº DE CAJAS	DIMENSIONES
IG2040	2	6(2x4)	165x550x140
IG2041	3	12(3x4)	246x550x140
IG2042	4	16(4x4)	327x550x140
IG2043	5	20(5x4)	408x550x140
IG2044	6	24(6x4)	489x550x140

Fabricado en acero inoxidable 18/8 ,304, acabado brillo, resistente a la oxidación y corrosión a temperaturas muy bajas.

Este sistema de bandeja extraíble facilita el almacenamiento y la búsqueda de las muestras , sin tener que sacar el rack completo del congelador.

Dimensiones en mm (Alto x Fondo x Ancho).



RACKS CON BANDEJAS EXTRAIBLES

MEDIDA DE LA CAJA 133x133x75 mm.



REFERENCIA	Nº DE BANDEJAS	Nº DE CAJAS	DIMENSIONES
IG2050	2	10(2x5)	165x680x140
IG2051	3	15(3x5)	246x680x140
IG2052	4	20(4x5)	327x680x140
IG2053	5	25(5x5)	408x680x140
IG2054	6	30(6x5)	489x680x140

Dimensiones en mm (Alto x Fondo x Ancho).

Fabricado en acero inoxidable 18/8 ,304, acabado brillo, resistente a la oxidación y corrosión a temperaturas muy bajas.

Este sistema de bandeja extraible facilita el almacenamiento y la búsqueda de las muestras , sin tener que sacar el rack completo del congelador.




RACKS VERTICALES

MEDIDA DE LA CAJA 133x133x54 mm.


REFERENCIA	Nº DE BANDEJAS	DIMENSIONES
IG3003	3	167x140x140
IG3004	4	223x140x140
IG3005	5	280x140x140
IG3006	6	333x140x140
IG3007	7	390x140x140
IG3008	8	445x140x140
IG3009	9	500x140x140
IG3010	10	555x140x140
IG3011	11	610x140x140
IG3012	12	665x140x140
IG3013	13	720x140x140

Dimensiones en mm (Alto x Fondo x Ancho).



Fabricado en acero inoxidable 18/8 ,304, acabado brillo, resistente a la oxidación y corrosión a temperaturas muy bajas.

Para el almacenamiento de cajas de congelación.
Compatibles con todos los congeladores y neveras.



RACKS VERTICALES



MEDIDA DE LA CAJA 133x133x75 mm.

REFERENCIA	Nº DE BANDEJAS	DIMENSIONES
IG3024	4	325x140x140
IG3025	5	405x140x140
IG3026	6	485x140x140
IG3027	7	565x140x140
IG3028	8	645x140x140
IG3029	9	725x140x140

Dimensiones en mm (Alto x Fondo x Ancho).

Fabricado en acero inoxidable 18/8 ,304, acabado brillo, resistente a la oxidación y corrosión a temperaturas muy bajas.

Para el almacenamiento de cajas de congelación. Compatibles con todos los congeladores y neveras.



RACKS VERTICALES CON CIERRE DE SEGURIDAD

MEDIDA DE LA CAJA 133x133x54 mm.

Fabricado en acero inoxidable 18/8 ,304, acabado pulido.
Con cierre de seguridad para evitar que se caigan las cajas.

REFERENCIA N° DE BANDEJAS DIMENSIONES

IG3053 3 167x140x145

IG3054 4 223x140x145

IG3055 5 280x140x145

IG3056 6 333x140x145

IG3057 7 390x140x145

12 IG3058 8 445x140x145


IG3059 9 500x140x145

IG3060 10 555x140x145

IG3061 11 610x140x145

IG3062 12 665x140x145

IG3063 13 720x140x145



Dimensiones en mm (Alto x Ancho x Fondo).





RACKS VERTICALES CON CIERRE DE SEGURIDAD

MEDIDA DE LA CAJA 133x133x75 mm.

REFERENCIA	Nº DE BANDEJAS	DIMENSIONES
IG3074	4	325x140x145
IG3075	5	405x140x145
IG3076	6	485x140x145
IG3077	7	565x140x145
IG3078	8	645x140x145
IG3079	9	725x140x145

Dimensiones en mm (Alto x Ancho x Fondo).

Fabricado en acero inoxidable 18/8 ,304, acabado pulido.
Con cierre de seguridad para evitar que se caigan las cajas.



RACKS VERTICALES CON PESTAÑA FRONTAL


CONSULTAR MEDIDAS Y PRECIOS

14



RACKS HORIZONTALES


MEDIDA DE LA CAJA 133x133x54 mm.



REFERENCIA	Nº DE CAJAS*	DIMENSIONES**
IG4001	9(3x3)	165x420x140
IG4002	12(4x3)	223x420x140
IG4003	15(5x3)	277x420x140
IG4004	18(6x3)	335x420x140

*Nº de cajas: Alto x Fondo.

** Dimensiones en mm (Alto x Fondo x Ancho).



Fabricado en acero inoxidable 18/8 ,304, acabado brillo, resistente a la oxidación y corrosión a temperaturas muy bajas.



RACKS HORIZONTALES



MEDIDA DE LA CAJA 133x133x54 mm.

Fabricado en acero inoxidable 18/8,304, acabado brillo, resistente a la oxidación y corrosión a temperaturas muy bajas.

REFERENCIA	Nº DE CAJAS*	DIMENSIONES**
IG4010	12(3x4)	165x560x140
IG4011	16(4x4)	223x560x140
IG4012	20(5x4)	277x560x140
IG4013	30(6x4)	335x560x140

*Nº de cajas: Alto x Fondo.

** Dimensiones en mm (Alto x Fondo x Ancho).



RACKS HORIZONTALES

MEDIDA DE LA CAJA 133x133x54 mm.

Fabricado en acero inoxidable 18/8 ,304, acabado brillo, resistente a la oxidación y corrosión a temperaturas muy bajas.




17

REFERENCIA	Nº DE CAJAS*	DIMENSIONES**
IG4020	15(3x5)	165x700x140
IG4021	20(4x5)	223x700x140
IG4022	25(5x5)	277x700x140
IG4023	30(6x5)	335x700x140

*Nº de cajas: Alto x Fondo.

** Dimensiones en mm (Alto x Fondo x Ancho).



RACKS HORIZONTALES

MEDIDA DE LA CAJA 133x133x75 mm.

Fabricado en acero inoxidable 18/8,304, acabado brillo, resistente a la oxidación y corrosión a temperaturas muy bajas.



18

REFERENCIA	Nº DE CAJAS*	DIMENSIONES**
IG4031	9(3x3)	165x420x140
IG4032	12(4x3)	243x420x140
IG4033	15(5x3)	324x420x140
IG4034	18(6x3)	405x420x140

*Nº de cajas: Alto x Fondo.

** Dimensiones en mm (Alto x Fondo x Ancho).




RACKS HORIZONTALES

MEDIDA DE LA CAJA 133x133x75 mm.



Fabricado en acero inoxidable 18/8 ,304, acabado brillo, resistente a la oxidación y corrosión a temperaturas muy bajas.



REFERENCIA	Nº DE CAJAS*	DIMENSIONES**
IG4040	12(3x4)	165x560x140
IG4041	16(4x4)	243x560x140
IG4042	20(5x4)	324x560x140
IG4043	24(6x4)	405x560x140


*Nº de cajas: Alto x Fondo.

** Dimensiones en mm (Alto x Fondo x Ancho).



RACKS HORIZONTALES

MEDIDA DE LA CAJA 133x133x75 mm.



20

REFERENCIA	Nº DE CAJAS*	DIMENSIONES**
IG4050	15(3x5)	165x700x140
IG4051	20(4x5)	243x700x140
IG4052	25(5x5)	324x700x140
IG4053	30(6x5)	405x700x140

*Nº de cajas: Alto x Fondo.

** Dimensiones en mm (Alto x Fondo x Ancho).



Fabricado en acero inoxidable 18/8,304, acabado brillo, resistente a la oxidación y corrosión a temperaturas muy bajas.



RACKS HORIZONTALES CON CIERRE DE SEGURIDAD



MEDIDA DE LA CAJA 133x133x54 mm.

REFERENCIA Nº DE CAJAS DIMENSIONES

IG4060 9(3x3) 165x420x145

IG4061 12(4x3) 223x420x145

IG4062 15(5x3) 277x420x145

IG4063 18(6x3) 335x420x145

IG4064 12(3x4) 165x560x145

IG4065 16(4x4) 223x560x145

IG4066 20(5x4) 277x560x145

IG4067 24(6x4) 335x560x145

IG4068 15(3x5) 165x700x145

IG4069 20(4x5) 223x700x145

IG4070 25(5x5) 277x700x145

IG4071 30(6x5) 335x700x145

MEDIDA DE LA CAJA 133x133x75 mm.

REFERENCIA Nº DE CAJAS DIMENSIONES

IG4072 9(3x3) 165x420x145

IG4073 12(4x3) 243x420x145

IG4074 15(5x3) 324x420x145

IG4075 18(6x3) 405x420x145

IG4076 12(3x4) 165x560x145

IG4077 16(4x4) 243x560x145

IG4078 20(5x4) 324x560x145



IG4079 24(6x4) 405x560x145

IG4080 15(3x5) 165x700x145

IG4081 20(4x5) 243x700x145

IG4082 25(5x5) 324x700x145

IG4083 30(6x5) 405x700x145



Dimensiones en mm (Alto x Fondo x Ancho).



CON BANDEJAS PERFORADAS





CON ASA ABATIBLE



CON BANDEJA CON SEPARACIONES INTERIORES



22




RACKS
OTROS MODELOS




PARA BOLSAS DE SANGRE
O CORDÓN UNBILICAL



PARA TANQUE DE NITRÓGENO



RACKS
OTROS MODELOS



BANDEJAS CON SEPARACIONES



RACKS OTROS MODELOS

24



ACCESORIOS
PARA IDENTIFICAR



RACK DOBLE,
EN DIFERENTES FORMATOS



RACKS OTROS MODELOS

CON GRADILLAS



LIGERO PARA
4 CAJAS




CON LATERALES
CIEGOS Y
ASA ABATIBLE

CAJÓN MULTIUSOS



PARA MICROPLACAS





LABOTAQ, s.l. - Especialistas en Biología Molecular
Calle Etologia, Nave 3 - Parque Empresarial Torneo
41015 Sevilla
Telf 954 31 72 16 - pedidos@labotaq.com
www.labotaq.com

”

La innovación constante es la única forma de mantenerse competitivo, porque ninguna ventaja es sostenible en el largo plazo.



www.labotaq.com